



Varenummer 232765

## Urinprøveflaske, 15 ml, transparent, med skruelåg

### Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinprøveflaske
Sekundær farve	Transparent
Features	Med skruelåg
Materiale	PE, PS
Højde	6 cm
Diameter	2.3 cm
Vægt, netto	10 g
Vægt, brutto	10 g
Rumindhold, brutto	15 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	59.3 cm	41 cm	28.6 cm	5703538912511
pk	100 stk	32.8 cm	36.1 cm	11.2 cm	5703538912504