



Varenummer 232768

Termometerovertræk, transparent, med salve



Produktbeskrivelse

Anvendes som overtræk til et analog eller digitalt termometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometerovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Med salve
Materiale	PE
Certifikater	CE, MD.
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8000 stk	43.3 cm	22.3 cm	33.1 cm	5703538051791
pk	1000 stk	11.5 cm	20.2 cm	16 cm	5703538051784
stk	1 stk				5703538051777



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.