



Varenummer 232768

Termometerovertræk, transparent, PE, med salve

Produktbeskrivelse

Anvendes som overtræk til et analog eller digitalt termometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometerovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Med salve
Materiale	PE
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	42 cm	22 cm	32.5 cm	5703538051791
pk	1000 stk	19.7 cm	10 cm	15.5 cm	5703538051784