



Varenummer 232769

Øretermometer, ET-100A, digital, infrarød, med probe

Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af temperaturen i øret. Måler temperaturen på 1 sek. Slukker automatisk efter 1 minut. Kan lagre op til 10 målinger i hukommelsen. Leveres med 20 prober. Bruger 2 x AAA batterier. Batterier medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretermometer
Model	ET-100A
Features	Digital, infrarød, med probe
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	49 cm	28 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				