



Engangs prober

Infrarødt Øretermometer

ET-100A

hørsel og tale funktioner i øretermometeret
 a) Øretermometeret skal være i stand til at
 måle øretemperaturen i 1 sekund

Resultatet vises i Celsius eller Fahrenheit

- Automatisk tænd sluk funktion
- Indikator for lav batteristand
- Nøjagtighed: 0,2 grader celsius (35,5 - 42 grader)
- 2 stk. AAA batterier medfølger
- Opbevaringspose medfølger

Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater: Nej / Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Prober/hætter: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur & ikke i direkte sollys

Bortskaffes efter lokalt reglement for elektronik

Bortskaffelse emballage: Forbrænding

Distributør:
 KIVEXlifeline
 European Homecare ApS
 Viadukt alle 16
 2900 Hellerup
 info@homecare.dk



REACH

RoHS



BSCI

Business Social Compliance Initiative

