



Produktdatablad

Digitalt termometer til øre temperaturmåling

Varenummer: 232769



Varedeklaration

Forpakning: 20 Stk pr. Kolli, 28 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Øretermometer. Features: model ET-100A, digital, infrarød, med probe. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes til måling af temperaturen i øret. Måler temperaturen på 1 sek. Slukker automatisk efter 1 minut. Kan lagre op til 10 målinger i hukommelsen. Leveres med 20 prober. Bruger 2 x AAA batterier. Batterier medfølger. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 232770