



Varenummer 232770

Probeovertræk, til øretermometer



Produktbeskrivelse

Anvendes som probeovertræk til infrarød øretermometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probeovertræk
Features	Til øretermometer
Materiale	PE, PP
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	16.5 cm	7.8 cm	6.8 cm	5703538095771
pk	20 stk	7.5 cm	3.1 cm	3.1 cm	5703538095788
stk	1 stk				5703538095764



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.