



Produktdatablad

Beskyttelsesovertræk til øretermometer

Varenummer: 232770



Varedeklaration

Forpakning: 20 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Probeovertræk. Materiale: PE, PP. Features: til øretermometer. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes som probeovertræk til infrarød øretermometer. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 232769