



Varenummer 232771

## HbA1c instrument, HemoCue, 501 Analyzer



### Produktbeskrivelse

HemoCue HbA1c 501 systemet er en enkel og fuldautomatisk metode til point-of-care monitorering af glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus ved brug af enten kapillært fuldblod eller venøst fuldblod med antikoagulans.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | HbA1c instrument                                             |
| Varemærke                        | HemoCue                                                      |
| Features                         | 501 Analyzer                                                 |
| Længde/dybde                     | 136 mm                                                       |
| Bredde                           | 198 mm                                                       |
| Højde                            | 217 mm                                                       |
| Vægt, netto                      | 1600 g                                                       |
| Certifikater                     | CE.                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                                      |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                                      |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Temperatur Tolerance             | 10-35 grader C                                               |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 8809115900029 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.