



Varenummer 232772

HbA1c kontrol, HemoCue, daglig kontrol



Produktbeskrivelse

Anvendes som kontrol til HemoCue HbA1c instrument. Testen udføres 1 gang pr. dag. Testkassetten kan benyttes flere gange dog maksimalt til udløbsdato. Minimumudløb 180 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c kontrol
Varemærke	HemoCue
Features	Daglig kontrol
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	15.5 cm	2 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.