



Varenummer 232775

HbA1c Testkassette, HemoCue



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af HbA1c. Skal anvendes sammen med HemoCue's HbA1c instrument.

Specifikationer

Produktbetegnelse	HbA1c Testkassette
Varemærke	HemoCue
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	2-32 grader C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	13 cm	13 cm	16.5 cm	8809115908339
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.