



Varenummer 232784

Genopladeligt batteri, passer til
Easytymp tympanometer og til Custo
Cardio 110 BT ekg-apparat



Produktbeskrivelse

Genopladeligt Lithium-Ion batteri 3,7 volt, passer til Easytymp tympanometer og Custo Cardio 110 BT ekg-apparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genopladeligt batteri, passer til Easytymp tympanometer og til Custo Cardio 110 BT ekg-apparat
Strømspecifikationer	3,7 V 1700.Ah
Certifikater	CE.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.5 cm	10.5 cm	2.2 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.