



Varenummer 232786

Lægetaske, Care Case, 43x26x31cm, rød

Produktbeskrivelse

Anvendes som lægetaske til opbevaring af medicin, instrumenter og test. Fronten kan åbnes helt og giver et fint overblik. Lommer i hver ende til mobiltelefon, blodtryksmåler osv. Aflukket nøglerum. Lomme med gennemsigtig cover til papirer og lignende. Stor og rummelig taske. Elastiske bånd holder instrumenter på plads.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Care Case
Farve	Rød
Længde/dybde	43 cm
Bredde	26 cm
Højde	31 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	39 cm	29 cm	31 cm	
stk	1 stk				