



Varenummer 232790

Termometerovertræk, Hillrom



Produktbeskrivelse

Termometerovertræk til Braun Thermoscan Pro 3000, 4000, 6000 og IRT6520 . Til forebyggelse af krydskontaminering og infektioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometerovertræk, Hillrom
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	30.5 cm	13 cm	8.7 cm	732094321043
pk	200 stk	29.7 cm	8 cm	3 cm	732094314649
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

