



Varenummer 232803

Cleaner, HemoCue, Plus, til WBC og WBC DIFF

Produktbeskrivelse

HemoCue Cleaner Plus anvendes til rengøring af dækglasset i optikdelen på HemoCue WBC og HemoCue WBC DIFF instrumenter. Den er lavet af et blødt og fnugfrit materiale, der er stærkt sugende og fugtet med rengøringsmiddel. Det vil derfor effektivt rense optikken ved at absorbere blodet uden at udtvære det.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cleaner
Varemærke	HemoCue
Features	Plus, til WBC og WBC DIFF
Holdbarhed	18 måneder
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	18 cm	23 cm	3 cm	
stk	1 stk				