


Varenummer 232808

Øreoliven sortimentssæt, til Titan og easyTymp tympanometer, engangs



Produktbeskrivelse

Øreoliven i sortimentssæt. Passer til Interacoustics Titan og Easy tympanometer, pose med 21 størrelser og faconer – 139 stk. i alt og inkl. rengøringsværktøj

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øreoliven sortimentssæt
Varemærke	BET55
Features	Til Titan og easyTymp tympanometer
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Gummi
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	139 stk	15.8 cm	9.4 cm	3.3 cm	5711117123432
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.