




Varenummer 232812

Instrument, HemoCue WBC DIFF



Produktbeskrivelse

Anvendes til test af 5 parts differential tælling for følgende parametre: lymfocytter, neutrofile, monocytter, eosinofile og basofile. Svartid: 5 min.
Kan anvendes til måling på kapillært- og venøst blod.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	HemoCue
Vareserie	WBC DIFF
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.6 cm	25.3 cm	26 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.