



Varenummer 232817

CRP kuvetter, QuikRead, 101, kølevare,
til blå apparat med magnetkort aflæser,
433 g



Produktbeskrivelse

QuikRead CRP er en enkel test til kvantitativ måling af CRP. Kræver ingen afpippetering og ingen kalibrering. Resultatet af CRP koncentrationen aflæses som værdi mellem 8-160/mg/l på mindre end 4 minutter. Dette testkit passer til det blå CRP-apparat med magnetkortlæser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP kuvetter
Varemærke	QuikRead
Model	101
Features	Kølevare, til blå apparat med magnetkort aflæser
Længde/dybde	19.2 cm
Bredde	14 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	432.1 g
Vægt, brutto	433 g
Inkluderet tilbehør	Inkl. CRP-reagenslåg 2 x 25 stk., buffer, kuvetter, kapilærrør, stempler til kapilærrør og magnetkort.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	19.2 cm	14 cm	8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.