



Varenummer 232819

Urinstix, Combustor, 5, til visuel aflæsning



Produktbeskrivelse

Effektiv urinanalyse på kun 60 sekunder for alle parametre. Combustor 5 måler følgende parametre: leukocytter, nitrit, protein, glukose og blod.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Combustor
Features	5, til visuel aflæsning
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Ved indtagelse af kemikalierne på teststrimlen kontaktes læge.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5000 stk	65 cm	4.2 cm	8 cm	
pk	100 stk	13 cm	4.2 cm	4 cm	
stk	1 stk				4015630003167



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.