



Varenummer 232825

Urinstix, Combur, 3E



Produktbeskrivelse

Effektiv urinanalyse på kun 60 sekunder for alle parametre. Combur 3E måler følgende parametre: protein, glukose og blod.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Combur
Features	3E
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	11 cm	4.5 cm	4.5 cm	07613336189078



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.