



Varenummer 232827

Urinstix, Combur, 2LN



Produktbeskrivelse

Effektiv urinanalyse på kun 60 sekunder for alle parametre. Combur 2LN måler følgende parametre: leukocytter og nitrit.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Combur
Features	2LN
Certifikater	CE, IVD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	55 cm	4.2 cm	8.4 cm	
pk	50 stk	11 cm	4.2 cm	4.2 cm	
stk	1 stk				4015630004546



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.