



Varenummer 232829

Urinstix, Micral-test II, Kølevare, 48 g



Produktbeskrivelse

Anvendes til urinalyse for følgende: mikroalbuminuri.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinstix
Varemærke	Micral-test II
Features	Kølevare
Længde/dybde	13 cm
Bredde	4.5 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, netto	47.1 g
Vægt, brutto	48 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Ved indtagelse af kemikalierne på teststrimlen kontaktes læge.
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 120 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	300 stk	26 cm	9 cm	112.5 cm	
pk	30 stk	13 cm	4.5 cm	4.5 cm	4015630946815
stk	1 stk				4015630001729



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.