



Varenummer 232831

Kapillærrør, CoaguChek, 75 ml

Produktbeskrivelse

Til opsamling og påsætning af kapillærblod på CoaguChek teststrimmel.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kapillærrør
Varemærke	CoaguChek
Rumindhold, brutto	75 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	27.8 cm	6.3 cm	9.8 cm	
pk	100 stk	6 cm	2.8 cm	9.4 cm	
stk	1 stk				4015630927104