



Varenummer 232834

Cholesterol kontrol, Accutrend, 1,5 ml, Kølevare



Produktbeskrivelse

Anvendes som kontrol opløsning til Accutrend Plus/GC/GCT instrument.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Cholesterol kontrol
Varemærke	Accutrend
Features	Kølevare
Rumindhold, brutto	1.5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +25° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	6.8 cm	4.5 cm	2.8 cm	4015630000746



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.