



Varenummer 232836

Cholesterol teststrimler, Accutrend



Produktbeskrivelse

Anvendes sammen med Accutrend Plus/GC/GCT instrument til måling af kolesterol.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cholesterol teststrimler
Varemærke	Accutrend
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	8 cm	4.5 cm	4.5 cm	4015630936694
stk	1 stk				4015630000364



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.