

Varenummer 232843

CRP+HB, QuikRead Go, kølevare, 428 g



Produktbeskrivelse

Quikread go CRP+Hb er en kombineret test, der giver 2 resultater; C-reaktivt protein (CRP) og hæmoglobin. Måles i fuldblod, serum eller plasma prøver. Der anvendes 20 µl prøvemateriale. CRP-målingsområde 5 - 200 mg/l og hæmoglobin 50 - 245 g/l. Kittet indeholder reagenshætter, kapillærrør, stempler og testkuvetter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	CRP+HB
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Features	Kølevare
Længde/dybde	19 cm
Bredde	14 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	428 g
Vægt, brutto	428 g
Inkluderet tilbehør	Inkl. 2 x 25 reagensglaslæg, 50 kuvetter, 50 kapillærrør og 50 stempler.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Temperatur Tolerance	+2° C til +8° C, dog valideret til 72 timer uden køl under transport.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	19 cm	14 cm	8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet skal opbevares køligt.