



Produktdatablad

CRP + Hb diagnostisk testsæt

Varenummer: 232843



Varedeklaration

50 stk = 1 pakke. Produktbetegnelse: CRP+HB. Varemærke: QuikRead. Vareserie: Go. Features: kølevare. Inkluderet tilbehør: Inkl. 2 x 25 reagensglaslåg, 50 kuvetter, 50 kapillærrør og 50 stempler. Længde/dybde: 19 cm. Bredde: 14 cm. Højde: 8 cm. Vægt, netto: 428 g. Vægt, brutto: 428 g. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Generel. Direktiver, lovgivning og regler: IVD Direktivet 98/79/EC. Faresætninger: Kan forårsage allergisk hudreaktion., Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Produktbeskrivelse: Quikread go CRP+Hb er en kombineret test, der giver 2 resultater; C-reaktivt protein (CRP) og hæmoglobin. Måles i fuldblod, serum eller plasma prøver. Der anvendes 20 µl prøvemateriale. CRP-målingsområde 5 - 200 mg/l og hæmoglobin 50 - 245 g/l. Kittet indeholder reagenshætter, kapillærrør, stempler og testkuvetter. Temperaturtolerance: +2° C til +8° C. . Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes. Tilhørende varer: 232842