



Varenummer 232845

**EKG-elektrode, Ambu WhiteSensor
Biotab MRI, hvid, 12 aflednings hvile-
EKG, til næb/krokodilleklemme**



Produktbeskrivelse

WhiteSensor er en serie af standardløsninger af elektroder, som er fremstillet i den velkendte Ambu kvalitet. WhiteSensor serien tilbydes i en bred vifte af størrelser, former, geltyper og underlagsmaterialer, som gør det nemt, at vælge den optimale elektrode. WhiteSensor findes med både våd gel og fast gel og har et centreret målepunkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	Ambu
Vareserie	WhiteSensor Biotab MRI
Farve	Hvid
Features	12 aflednings hvile-EKG, til næb/krokodilleklemme
Ingredienser/sammensætning	Sølv, sølv klorid (Ag/AgO), klorid baseret fast gel, grafit snap-clip konnektor, coated papir/polyester/ledende grafit.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	15 måneder efter produktionsdato
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5000 stk	27.8 cm	21.4 cm	19 cm	28906035283356
pk	500 stk	18 cm	10.5 cm	5.3 cm	5060038513588
stk	1 stk				5060038511089



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.