



Unilect™ 12-afledning EKG Quality

Ref 0415M



Elektrode til 12-afledning EKG. Praktisk pakket med 10 stykker pr. ark. Det fiskehale lignende design reducerer risikoen for elektroden vrides og løsner sig ved skævt træk på kablet. Denne elektrode har en bekvem størrelse. Elektroden indeholder en stærk men hudvenlig klæber. Elektroden indholder ikke latex eller PVC.

Ref:

Ref 0415M: Fast gel/Grafit tab/34 x 23 mm

Dimensioner:

Elektrode størrelse (længde x bredde i mm)	34 x 23
Hud kontakt størrelse (længde x bredde i mm)	25 x 23
Klæbe område (i mm ²).	575
Højde eksklusiv konektor (i mm)	0.8

Elektrode Materialer:

Hud bio-kompatibilitet	Ja
Svamp	-
Elektrode materiale	-
Klæber	-
Elektrode mærkat.	-
Konnektor	Grafit snap-clip konektor
Øverste lag.	Coated papir/polyester/ledende grafit
Bagpapir.	Siliconiseret coated papir

Sensor:

Sensor materiale	Sølv, sølv klorid (Ag/AgCl)
Gel type	Klorid baseret, fast gel
Gel område (i mm ²)	575
Sensor område (i mm ²).	575

Anvendelsestid/holdbarhed:

Anbefalet max applikations tid **30 minutter**
 Åbnet pose **1 måned**
 Uåbnet pose (fremstillingsdato) **24 måneder**

Røntgen og MRI:

Røntgen **Ja**
 MRI **Ja**

Miljø oplysninger:

PVC-fri elektrode (i kontakt med hud) **Ja**
 Latex-fri elektrode **Ja**
 PVC-fri indpakning **Ja**

Pakningsstørrelse:

Antal pr. ark **10**
 Pose **100**
 Inder karton **500**
 Yder karton **5000**
 Mindste salgsenhed **500**

Elektriske specifikationer (in vitro – ANSI/AAMI):

AC impedance – Typical (ohm) **250**
 DC offset potential – Typical (mV) **0.0**
 Defibrillation overload recovery – Typical (mV) **11**
 Rate of change for polarisation potential – Typical (mV/sec) **0.2**
 Combined offset instability and internal noise (mV) **0.0**
 Bias current tolerance (over 4 timer for tabs) **2.9**

Paknings materialer:

Pose (yder/mellem/inder lag) **Coated papir-polyethylene/aluminium/ionomer(Surlyn)**
 Pose dimensioner (mm) **100 x 180**
 Inder karton **Trykt karton**
 Inder karton dimensioner (Ext) (mm) **100 x 52 x 180**
 Yder karton **Trykt bølgepap**
 Yder Karton dimensioner (Ext) (mm) **274 x 210 x 189**

Tilbehør:

Skin Preps (**Ref: 2121M**)
 Snap Clips (**Ref: 0334M**)

Relaterede Produkter:

Se venligst data blad nr.
0315M, 0615M, 0715M