

Varenummer 232846

Krokodillenæb, Ambu, PP, for 3 mm bananstik, til elektroder med tab-konnektor



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med EKG-undersøgelse. Klemme som forbinder tab elektroden til EKG-kablet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Krokodillenæb
Varemærke	Ambu
Features	For 3 mm bananstik, til elektroder med tab-konnektor
Materiale	PP
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	14.5 cm	10 cm	2 cm	5060038515308
stk	1 stk				