

Varenummer 232848

**EKG-elektrode, White Sensor, hvid, 12
aflednings hvile-EKG, 4 mm bananstik, (5
poser á 60 stk.)**



Produktbeskrivelse

WhiteSensor er en serie af standardløsninger af elektroder, som er fremstillet i den velkendte Ambu kvalitet. WhiteSensor serien tilbydes i en bred vifte af størrelser, former, geltyper og underlagsmaterialer, som gør det nemt, at vælge den optimale elektrode. WhiteSensor findes med både våd gel og fast gel og har et centreret målepunkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	White Sensor
Farve	Hvid
Features	12 aflednings hvile-EKG, 4 mm bananstik, (5 poser á 60 stk.)
Ingredienser/sammensætning	Dinatriummetasilicate, Phosphate Ester opløsning, EDTA, Natrium Hydroxide.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdag
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2400 stk	52 cm	42 cm	28.5 cm	28906035282977
pk	300 stk	24.8 cm	20 cm	13.3 cm	18906035282970
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.