



Varenummer 232854

Workstation, QuikRead, new, 106 g

Produktbeskrivelse

Anvendes som workstation til QuikRead tests.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Workstation
Varemærke	QuikRead
Features	New
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	20 cm
Højde	2.4 cm
Vægt, netto	105.1 g
Vægt, brutto	106 g
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	17 cm	10 cm	6438115001126