



Varenummer 232879

Mononukleosetest, Clearview

Produktbeskrivelse

Clearview IM er en kvalitativ test beregnet til påvisning af heterofile IgM-antistoffer mod mononukleose i blodprøver. Testen er beregnet til at påvise infektiøs mononukleose IM (kysse sygdom). Svartid: serum/plasma inden for 5-7 minutter, fuldblod inden for 15-17 minutter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mononukleosetest
Varemærke	Clearview
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	17.5 cm	12 cm	7 cm	810124272715
stk	1 stk				