

Varenummer 232894

Mini inkubator, Cultura, hvid, inkl. termometer og bakke



Produktbeskrivelse

Dette lille og lette varmeskab anvendes til inkubering af forskelligt materiale. Kan anvendes i horisontalt- og vertikalt niveau. Temperaturinterval 30° til 60° C, temperaturpræcision +/- 1° C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mini inkubator
Varemærke	Cultura
Farve	Hvid
Features	Inkl. termometer og bakke
Materiale	ABS, PC
Længde/dybde	16.8 cm
Bredde	31 cm
Højde	15.5 cm
Inkluderet tilbehør	Inkl. termometer og bakke
Certifikater	CE
Temperaturtolerance	25-45 grader C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	37.5 cm	19.5 cm	20.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.