



Varenummer 232902

Instrument, HemoCue Glucose 201RT, rød



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af glukose i kapillært, venøst eller arterielt fuldblod sammen med HemoCue Glucose 201 RT (rumtemperatur) kuvetter. Giver mulighed for at få resultater med laboratoriekvalitet patientnært, hvor behovet er størst. Den unikke kuvetteteknologi giver ikke alene den største nøjagtighed men reducerer også alvorlige smitterisici. Dimensioner: 43x85x160mm. Leveres med strømforsyning. Instrumentet er fabrikskalibreret. Behøver ingen yderligere kalibrering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Glucose 201RT
Farve	Rød
Længde/dybde	43 mm
Bredde	85 mm
Højde	160 mm
Vægt, netto	350 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	0-50 grader C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	19 cm	7 cm	7311091247056



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.