



Varenummer 232903

Kuvetter RT, HemoCue Glucose 201, RT, u/ving, stuetemperatur, enkeltstykspakket



Produktbeskrivelse

Anvendes til screening, monitorering og som led i diagnosticering af diabetes. HemoCue® RT glucosekuvetter anvendes sammen med HemoCue® 201 RT glucose-apparat. Enkeltstykspakkede kuvetter for at minimere kontaminering og for at optimere holdbarheden

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuvetter RT
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Glucose 201
Model	RT
Features	U/ving, stuetemperatur, enkeltstykspakket
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	9 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Temperatur Tolerance	Opbevares ved stuetemperatur
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	5.5 cm	22 cm	7.5 cm	
pk	25 stk	7.5 cm	5.5 cm	5.5 cm	7311091147011
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.