



Varenummer 232904

Kuvetter, HemoCue Hb 201+, rød, i æske, enkeltstykspakket



Produktbeskrivelse

Anvendes til bestemmelse af hæmoglobin. Kan anvendes til Hemocue Hb201 og Hb201+ apparater

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuvetter
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Hb 201+
Farve	Rød
Features	I æske, enkeltstykspakket
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Indtagelse af produktet er farligt. Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	75 cm	22 cm	55 cm	
pk	25 stk	7.5 cm	5.5 cm	5.5 cm	7311091117175
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.