



Varenummer 232905

Kuvetter, HemoCue Glucose 201, i æske, kølevare



Produktbeskrivelse

Anvendes til screening, monitorering og som led i diagnosticering af diabetes. HemoCue® glucosekuvetter anvendes sammen med HemoCue® 201 + glucoseapparat. enkeltstykspakket. Kølevare



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuvetter
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Glucose 201
Features	I æske, kølevare
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Indtagelse af produktet er farligt. Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
Holdbarhed	9 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Opbevares i stuetemperatur ca. 30 min. inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	7.5 cm	22 cm	5.5 cm	5703538193590
pk	25 stk	7.5 cm	5.5 cm	5.5 cm	5703538193552
stk	1 stk				5703538193514



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares
køligt.