



Varenummer 232909

Kuvetter, HemoCue Albumin 201, Kølevare, i æske



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af albumin sammen med HemoCue Albumin 201 instrument.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuvetter
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Albumin 201
Features	Kølevare, i æske
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år
Temperaturlolerance	+2° C til +8° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	7.5 cm	5.5 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.