



Varenummer 232914

Instrument, HemoCue Hb 201+



Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af hæmoglobin sammen med HemoCue Hb 201 kuvetter. Fabrikskalibreret mod ICSH referencemetode. Strømforsyning medfølger

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Hb 201+
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18.5 cm	25.6 cm	6.8 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.