



Varenummer 232915

## Kuvetter, HemoCue Hb 201+, i bølge



### Produktbeskrivelse

Anvendes til bestemmelse af hæmoglobin. Kan anvendes til Hemocue Hb201 og Hb201+ apparater

### Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kuvetter                          |
| Varemærke                        | HemoCue                           |
| Vareserie                        | Hb 201+                           |
| Features                         | I bølge                           |
| Certifikater                     | CE.                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse B                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVDR (EU) 2017/746                |
| Holdbarhed                       | 2 år                              |
| Holdbarhed, åbnet                | 3 måneder                         |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll   | 200 stk    | 22 cm  | 6 cm   | 11 cm   | 5703538044663 |
| pk    | 50 stk     | 5 cm   | 5 cm   | 10.3 cm | 5703538044656 |
| stk   | 1 stk      |        |        |         | 7311091117182 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.