



Varenummer 232915

## Kuvetter, HemoCue Hb 201+, i bølge



### Produktbeskrivelse

Anvendes til bestemmelse af hæmoglobin. Kan anvendes til HemoCue Hb201 og Hb201+ apparater

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kuvetter
Varemærke	HemoCue
Vareserie	Hb 201+
Features	I bølge
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse B
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	3 måneder
Bortskaffelse af produkt	Afløves på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	22 cm	6 cm	11 cm	5703538044663
pk	50 stk	5 cm	5 cm	10.3 cm	5703538044656
stk	1 stk				7311091117182



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.