



Varenummer 232923

Lancetter, HemoCue, 28G, stikdybde 2,25 mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til frembringelse af kapillærblodprøve. Af sikkerhedsmæssige årsager returnere tilbage i plastholderen inde for 1-2 millisekunder. Stikdybde 2,25 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lancetter
Varemærke	HemoCue
Features	Stikdybde 2,25 mm
Størrelse på injektionssprøjtekanyler	28G
Materiale	PE, stål
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	61.5 cm	26.5 cm	15 cm	
pk	200 stk	11.8 cm	11.6 cm	12.8 cm	4580505780462
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.