

Varenummer 232931

Strep A test, QuikRead Go, 1,118 kg



Produktbeskrivelse

QuikRead go strep A er en brugervenlig og hurtig diagnostisk test, som giver en pålidelig påvisning af streptokok A. Testen aflæses via dit QuikRead Go apparat. Der vises et tydeligt positivt eller negativt resultat som kan aflæses på QuikRead go instrumentet indenfor 1 minut.

Uåbnet kit kan opbevares ved stuetemperatur indtil kittets udløbsdato. Ved brug af Strep A testkit er det en forudsætning, at Quikread Go apparatet er opdateret med minimum software version 4.1. eller senere.

Kontakt ABENA kundeservice for hjælp til software opdatering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep A test
Varemærke	QuikRead
Vareserie	Go
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	14 cm
Højde	13 cm
Vægt, netto	1.118 kg
Vægt, brutto	1.118 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	+2° C til +25° C.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	22.5 cm	14 cm	13.5 cm	6438115001034
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.