



Varenummer 232946

Strep A test, QuickVue In-Line, Kasette, 583 g



Produktbeskrivelse

Testkit til påvisning af infektion med streptococcus aureus (Strep A = halsbetændelse). Kitter indeholder testkassetter, reagens og pødepind. Der bruges 1 flaske reagens til hver test.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Strep A test
Varemærke	QuickVue
Vareserie	In-Line
Features	Kasette
Længde/dybde	25 cm
Bredde	14.8 cm
Højde	13.5 cm
Vægt, netto	583 g
Vægt, brutto	583 g
Inkluderet tilbehør	Inkl. 25 flasker reagens.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	50.2 cm	30 cm	42 cm	50014613330053
pk	25 stk	24.5 cm	14.5 cm	13.4 cm	30014613330059
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.