



Varenummer 232948

Genopladeligt batteri, til gammel model MT10

Produktbeskrivelse

Anvendes som genopladelige batterier til MT10 Tympanometer. Det anbefales at skifte alle 3 batterier samtidigt og udelukkende anvende disse batterier til instrumentet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genopladeligt batteri
Features	Til gammel model MT10
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	3 stk	13.5 cm	6.5 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				