



Varenummer 232967

## EKG-elektrode, Ambu BlueSensor M, blå, 12 aflednings, korttidsmonitorering, 4 mm bananstik



### Produktbeskrivelse

BlueSensor er verdens mest tidsbesparende og omkostningseffektive elektrodeserie, som leverer uforlignelig udlæsning, brugervenlighed og patientkomfort. BlueSensor garanterer, at arbejdsgangene ikke afbrydes af falske alarmer, og at tiden ikke spildes med at løse problemer med fasthæftning af elektroder.

BlueSensor elektroder sikrer en hurtig og pålidelig sporing uden behov for klargøring af huden, hvilket giver størst mulig patientkomfort. BlueSensor sikrer en hurtig og præcis monitorering, som viser et klart billede af patientens hjerteslag, som er afgørende for nøjagtig diagnostik. BlueSensor er med en våd gel, som optimerer kontakten mellem huden og elektroden. Den præcise volumen af våd gel er afgørende for at opnå det bedst mulige signal. BlueSensor har en decentreret målpunkt, som også sikrer en optimal diagnostik.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	Ambu
Vareserie	BlueSensor M
Farve	Blå
Features	12 aflednings, korttidsmonitorering, 4 mm bananstik
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	15 måneder efter produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	38 cm	38.5 cm	26 cm	5707480003433
pk	50 stk	18 cm	38 cm	24.5 cm	5707480025763
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.