



Varenummer 232968

EKG-elektrode, Ambu BlueSensor SU, blå, 12-aflednings hvile-EKG, 4 mm bananstik



Produktbeskrivelse

BlueSensor er verdens mest tidsbesparende og omkostningseffektive elektrodeserie, som leverer uforlignelig udlæsning, brugervenlighed og patientkomfort. BlueSensor garanterer, at arbejdsgangene ikke afbrydes af falske alarmer, og at tiden ikke spildes med at løse problemer med fasthæftning af elektroder.

BlueSensor elektroder sikrer en hurtig og pålidelig sporing uden behov for klargøring af huden, hvilket giver størst mulig patientkomfort. BlueSensor sikrer en hurtig og præcis monitorering, som viser et klart billede af patientens hjerteslag, som er afgørende for nøjagtig diagnostik. BlueSensor er med en våd gel, som optimerer kontakten mellem huden og elektroden. Den præcise volumen af våd gel er afgørende for at opnå det bedst mulige signal. BlueSensor har en decentreret målpunkt, som også sikrer en optimal diagnostik.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	Ambu
Vareserie	BlueSensor SU
Farve	Blå
Features	12-aflednings hvile-EKG, 4 mm bananstik
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	15 måneder efter produktionsdato
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	39 cm	38.5 cm	25.5 cm	5707480004249
pk	60 stk	37.5 cm	18 cm	25 cm	5707480022236
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.