

Varenummer 232977

Kapillærrør, QuikRead, 20 µl, 20 g



Produktbeskrivelse

Anvendes til at optage 20 µl fuldblod til brug ved QuikRead CRP kit.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kapillærrør
Varemærke	QuikRead
Features	20 µl
Længde/dybde	9 cm
Bredde	2 cm
Højde	2 cm
Vægt, netto	19.1 g
Vægt, brutto	20 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	8.5 cm	6 cm	9.5 cm	
pk	50 stk	2 cm	2 cm	9 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.