



Varenummer 233001

Sutursaks, 11cm, rustfrit stål, spids/spids, steril, engangs

✓ Rustfrit stål



Produktbeskrivelse

Anvendes til div. sterile procedurer, fx til afklipping af suturer.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Spids/spids, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	11 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	38.5 cm	26.5 cm	20 cm	15050918015568
pk	25 stk	18.5 cm	8.5 cm	9.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE